

Service mit
Sicherheit vom
Marktführer




Labor

WALDNER
Firmengruppe

Die jährliche Wartung im Labor ist Pflicht - Waldner Service bietet Ihnen die Kür

Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter hat im Labor erste Priorität. Die Arbeitsstättenverordnung schreibt die jährliche Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen im Labor vor. Für Laborabzüge gelten zusätzlich die Richtlinien für Laboratorien der Berufsgenossenschaften (BGR 120).



Regelmäßige Wartung gibt Ihnen Sicherheit

Bundesweit gewährleisten unsere 20 Servicetechniker den optimalen Sicherheitsstandard für Ihre Mitarbeiter. Serviceengpässe entstehen bei uns nicht:



Über 80 eigene Waldner-Monteur, ausgebildete Elektriker, Elektroniker, Installateure und Schreiner unterstützen bei Bedarf schnellstens unsere Servicetechniker

beispielsweise bei Reinstgasprüfungen oder speziellen Reparaturen, Umbauten oder Umgestaltung Ihrer Laboreinrichtung.

Service

Vorschriften zur jährlichen Wartung:

- **Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV § 4 Abs. 3)**
- **Richtlinien für Laboratorien BGR 120**
- **Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 526**

Kurze Wege sind das Ziel: Effizienter Service nach Waldner Art

Ziel- und kostenbewusst ohne unnötige Wege

Unsere Servicetechniker sind bestens ausgebildet und haben fundierte fachübergreifende Produktkenntnisse in Lufttechnik, Filtertechnik, Elektro/Elektronik, Mechanik und Sanitär. Wir kennen jedes Bauteil Ihrer Laboreinrichtung bis ins Detail. Sämtliche Mess- und Prüfgeräte sind auf dem aktuellsten Stand der Technik.

Unsere Serviceflotte ist mit Originalersatzteilen ausgestattet

Sollte während der Inspektion oder Wartung ein sicherheitsrelevantes Ersatzteil benötigt werden – wir haben's bereits dabei. Ohne zeitraubende Unterbrechungen sparen wir wertvolle Zeit und schonen dabei spürbar Ihr Budget.

Flott vor Ort

Unsere Servicetechniker sind mit ihren umfangreich ausgestatteten Fahrzeugen bundesweit stationiert. So sind wir im Fall der Fälle schnellstens bei Ihnen.

Wir haben langjährige Serviceerfahrung

Das umfangreiche Fachwissen unserer Mitarbeiter kommt nicht von ungefähr: Als erster Laborhersteller überhaupt haben wir bereits vor vielen Jahren unseren eigenen Servicebereich aufgebaut. Die große Erfahrung und das fachliche Know-how unserer Spezialisten ist auch das Ergebnis stetiger Weiterbildungsmaßnahmen.



Folgende sicherheitsrelevanten Einrichtungstypen müssen jährlich gewartet werden:

Abzüge:
Abluftabzüge, Secuflow-Abzüge, Zuluftabzüge, Filterabzüge, Radionuklid-abzüge, Aufschlussabzüge, Abluftwäscher und Neutramaten

Überwachungs- und Regelungs-Komponenten:
Funktionsanzeigen/ Airflow-Controller für Abzüge, Raumzu- und Abluftregler, Gruppencontroller, Schiebefenstercontroller

Alles aus einer Hand: Wir warten selbstverständlich herstellerübergreifend



Sachkundige Wartung kommt nicht von ungefähr

Vertrauen Sie unseren Serviceprofis – mit Sicherheit eine gute Entscheidung. Inspektion und Wartung aus einer Hand vom Marktführer Waldner.

Ein Ansprechpartner für alle Wartungsfragen

Als führender Hersteller von Laboreinrichtungen bieten wir Ihnen auch bei der Wartung anderer Fabrikate höchste Effizienz.

Aktuellste Prüf- und Kalibrierungssoftware, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und jahrzehntelange Erfahrung machen unseren Service schnell und wirtschaftlich. Setzen Sie auf unsere Servicekompetenz und nutzen Sie das umfangreiche Fachwissen unserer Servicetechniker.



Kompletter Waldner-Service spart Ihnen wertvolle Zeit

Ersparen Sie sich die Koordination verschiedener Dienstleister und die unnötige Störung des Laborbetriebs von außen zu unterschiedlichsten Terminen.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein interessantes Angebot.



Sicherheitsschränke:
Lösemittelschränke, Säure- und Laugenschränke, Chemikalienschränke und Druckgasflaschenschränke

WALDNER
Firmengruppe

Sicherheit mit Brief und Siegel: Zertifiziert nach DIN ISO 9001



Sachkundige Inspektion und Wartung von Waldner

Unsere hauseigenen Servicetechniker prüfen und messen alle sicherheitsrelevanten Einrichtungstypen Ihres Labors wie Abzüge aller Bauarten, Überwachungs- und Regelungskomponenten sowie Sicherheitsschränke.

Wirtschaftlicher Laborbetrieb ohne Ausfallzeiten

Wir stellen durch regelmäßige Wartung den optimalen Gebrauchszustand Ihrer Laborkomponenten her.



Mit präziser Prüfung und Wartung der relevanten Bauteile sorgen wir für reibungslosen und sicheren Laborbetrieb.

Sach- und fachkundig

Unsere Servicetechniker haben neben ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung genaue Kenntnisse auf dem Gebiet der Abzugsprüfung und arbeiten selbstverständlich mit Spezialwerkzeugen sowie der aktuellsten Kalibrier- und Wartungssoftware.



Prüfprotokoll Laborabzüge

WALDNER SERVICE

Protokoll-Nr. / Datum

Kunde

Ansprechpartner

Standort

Abzugstyp

Hersteller

Mess- und Prüfer-Nr.

Prüfprotokoll Sicherheitsschränke

WALDNER SERVICE

Schranktyp

Hersteller

Mess- und Prüfer-Nr.

Prüfanweisung

Servicetechniker

Reibungsloser Service ganz entspannt: Ihr kundenspezifischer Wartungsvertrag



Warten Sie nicht – lassen Sie Waldner warten

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Inspektions- und Wartungsvertrag genießen Sie wesentliche Vorzüge: Für Ihr maßgeschneidertes Angebot definieren wir präzise den Leistungsumfang und kalkulieren exakt den Preis für Ihre Kostenplanung.

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern

Bei Ihrem spezifischen Wartungsvertrag übernehmen wir für Sie die jährliche Terminüberwachung und stimmen die Terminierung unseres Einsatzes mit den verantwortlichen Abteilungen ab. Wir nehmen Ihnen somit die lästige Pflicht ab, an diese Termine denken zu müssen. Waldner Service bedeutet zuvorkommende Kundenbetreuung direkt vom Hersteller.

Schwarz auf Weiß

Unser Servicetechniker übergibt Ihnen nach Abschluss der Wartungsarbeiten ein detailliertes Prüf- und Messprotokoll für Ihre rechtliche Absicherung gegenüber der Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht.

Verlängerte Garantie

Noch ein wesentlicher Vorteil beim Kauf einer neuen Laboreinrichtung: Die Gewährleistungsfrist nach VOB auf die im Rahmen des Wartungsvertrags erfassten Laborkomponenten verlängert sich von den marktüblichen 2 auf ganze 4 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages.

**Service-Center direkt:
Telefon 07522-986-225
Telefax 07522-98679-225
service@waldner.de**

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wissenswertes über unsere neuesten Innovationen sind für Sie natürlich auch unter www.waldner.de abrufbar.

WALDNER
Firmengruppe

**WALDNER Laboreinrichtungen
GmbH & Co. KG**
Haidösch 1
88239 Wangen
Telefon +49 7522 986-480
Telefax +49 7522 986-418
labor@waldner.de
www.waldner.de